

HDL, Липопротеины высокой плотности, ЛПВП

Прямой, иммуно



Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="HDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>			Min.OD	<input type="text" value="-2.0"/> Max.OD <input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="100"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>
				Last Low	<input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>
	R2(R2-1) <input type="text" value="25"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Dynamic Range Low <input type="text" value="0"/> High <input type="text" value="4.7"/>	
Wavelength	Pri <input type="text" value="600"/> nm	Sec.	<input type="text" value="700"/> nm	Correlation Factor A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Method	<input type="text" value="END"/>			Factor for Maker A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/>			Onboard Stability Period <input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour	
Measuring Point1	First <input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>		
Measuring Point2	First <input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="10"/>		
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>				
Lag Time Check	<input type="text" value=""/>				

Parameters		Specific Test Parameters							
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range				
Test Name: <input type="text" value="HDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>							
Value/Flag: <input type="text" value=""/>		Level L: <input type="text" value=""/>		Level H: <input type="text" value=""/>					
Specific Ranges:									
	Sex	Year	Month	Year	Month	Low	High	Panic Value	
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics					<input type="text" value="0.9"/>	<input type="text" value="4.7"/>		
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values					<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Unit		<input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places		<input type="text" value="2"/>			

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="HDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type: <input type="text" value="AB"/>		Formula: <input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>
<Calibrator Parameters>				
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check
			Low High	<input type="text" value="None"/>
Point 1:	<input type="text" value="TruCal HDL/LDL"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/> <input type="text" value="99999"/>	
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Allowance Range Check
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Reagent Blank <input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Calibration <input type="text" value=""/>
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Advanced Calibration
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Operation <input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Interval (RB/ACAL) <input type="text" value=""/>
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<Point Cal. For		No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve <input type="checkbox"/>
Master Curve		OD Range	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lot Calibration
Calibrator	OD	Conc	Low High	Stability
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
MB Type Factor: <input type="text" value=""/>		1-Point Calibration Point <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> with Conc-0

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

* -вводится из паспорта к калибратору, калибратор – TruCal HDL/LDL

Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.