

LDL, Липопротеины низкой плотности, ЛПНП

Прямой, селестивный



Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="LDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>			Min.OD	<input type="text" value="-2.0"/> Max.OD <input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="93"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>
				Last Low	<input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>
	R2(R2-1) <input type="text" value="23"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Dynamic Range Low <input type="text" value="0"/> High <input type="text" value="10.3"/>	
Wavelength	Pri <input type="text" value="600"/> nm	Sec.	<input type="text" value="700"/> nm	Correlation Factor A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Method	<input type="text" value="END"/>			Factor for Maker A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/>	Onboard Stability Period		<input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour	
Measuring Point1 First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>		
Measuring Point2 First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="10"/>		
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>				
Lag Time Check	<input type="text" value=""/>				

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="LDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag: <input type="text" value=""/>		Level L: <input type="text" value=""/>		Level H: <input type="text" value=""/>	
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/> 1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 7.	No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3.4"/>
<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Unit <input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places <input type="text" value="2"/>			
Panic Value					
		Low		High	
		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="LDL"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="radio"/>	
Calibration Type: <input type="text" value="AB"/>		Formula: <input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>	
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check <input type="text" value="None"/>	
Point 1:	<input type="text" value="TruCal HDL/LDL"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/> <input type="text" value="99999"/>		
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Allowance Range Check	
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Reagent Blank <input type="text" value=""/>	
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Calibration <input type="text" value=""/>	
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Advanced Calibration	
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Operation <input type="text" value=""/>	
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Interval (RB/ACAL) <input type="text" value=""/>	
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
<Point Cal. For		No. of Correction Points <input type="text" value=""/>	Use Master Curve <input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Lot Calibration	
<Master Curve>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
MB Type Factor: <input type="text" value=""/>		1-Point Calibration Point <input type="text" value=""/>		<input type="radio"/> with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

* -вводится из паспорта к калибратору, калибратор – TruCal HDL/LDL

Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.