

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="C3c"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1.3"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	Max.OD <input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1)	<input type="text" value="90"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
	R2(R2-1)	<input type="text" value="18"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri	<input type="text" value="340"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="800"/>
Method		<input type="text" value="END"/>			
Reaction Slope		<input type="text" value="+"/>			
Measuring Point1	First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>	
Measuring Point2	First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="10"/>	
Linearity Limit		<input type="text" value=""/>	%		
Lag Time Check		<input type="text" value=""/>			
Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="C3c"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="0.9"/>	<input type="text" value="1.8"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text" value="0.9"/>	<input type="text" value="1.8"/>
Unit	<input type="text" value="g/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="2"/>	
Panic Value					
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>
Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="C3c"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="checkbox"/>	
Calibration Type: <input type="text" value="6AB"/>		Formula: <input type="text" value="Spline"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>	
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Slope Check
Point 1:	Saline	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	<input type="text" value="None"/>
Point 2:	TruCal Prot-1	*	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	
Point 3:	TruCal Prot-2	*	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	
Point 4:	TruCal Prot-3	*	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	
Point 5:	TruCal Prot-4	*	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	
Point 6:	TruCal Prot-5	*	<input type="text" value="-0.1"/>	<input type="text" value="2.5"/>	
Point 7:					
Point 8:					
Point 9:					
Point 10:					
Allowance Range Check					
		o Reagent Blank		<input type="text" value=""/>	
		o Calibration		<input type="text" value=""/>	
Advanced Calibration					
		Operation		<input type="text" value=""/>	
		Interval (RB/ACAL)		<input type="text" value=""/>	
<Point Cal. For Master Curve>					
No. of Correction Points		<input type="text" value=""/>		Use Master Curve <input type="checkbox"/>	
o Lot Calibration					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1:					Reagent Blank <input type="text" value=""/>
Point 2:					Day <input type="text" value=""/>
		Day <input type="text" value=""/>		Hour <input type="text" value=""/>	
MB Type Factor:		<input type="text" value=""/>		1-Point Calibration Point <input type="checkbox"/>	
		<input type="text" value=""/>		o with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

* -вводится из паспорта к калибратору (TruCal Protein). Первая точка - физраствор.

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.