

Параметры для ввода в программу анализатора Miura (300)

Общая информация

Имя: AST Код: AST Штрихкод: Ед. изм.: U/l Знаков: 1

Тип: Кинетика Na+ Биохимическое считывание Число: 2 Multiply pre-diluted result

Видимые Mode: значение: WO P-5P

Фильтры

F1: 340 F2: not used

Объемы [мкл]

Проба: 16

Объем флакона

R1: 160 R1: 50 ml
R2: 40 R2: 20 ml
R3: 0 R3: 20 ml

Время инкубации / считывания [с]

Запуск Субстрат / Проба: Запуск субстратом

R1,S -> R2 R1,R2,S -> R3 Инкубировать

180 36 60

Длительность измерения: 168

Нормальные значения

Тип образца: Serum

Пациент	Минимум	Макси...
Female	0	35
Male	0	41
Paediatric		

Коррекция результата (Y = aX + b)

a: 1.000 b: 0.000

Кинетика/Фиксированное время

Истощение субстрата: 0.4

Допустим. коэфф. соответствия: 0.9

Контроли

C1 C2 C3

Nr. Of S.D. for Q.C. ref. Values: 3

Реагенты

Включить холостую пробу в расчет

ОП хол. пр. (мин; макс): -3 3

Линейность реагента: 600

Предел определения: 4

Printout customizations

Printout sort order: 0

> Linearity instead of *

< Det. Limit instead of *

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Рекомендуемые настройки разведения для автоповтора 1:10.

Тип калибровки: линейная двухточечная, калибратор TruCal U или по фактору, (реакция убывающая).

Контроли TruLab N и TruLab P.

Количество повторов: 2

(аспартатаминотрансфераза) Монореагент

IFCC, without P5P (метод без перидоксальфосфата)



Параметры для ввода в программу анализатора Miura (300)

Общая информация

Имя: AST Код: AST Штрихкод: Ед. изм.: U/l Знаков: 1

Тип: Кинетика Na+ Бихроматическое считывание Число: 2 Multiply pre-diluted result

Видимые Mode: значение: WO P-5P

Фильтры

F1: 340 F2: not used

Объемы [мкл]

Проба: 20

Объем флакона

R1: 200 R1: 50 ml
R2: R2:
R3: 0 R3: 20 ml

Реагенты

Включить холостую пробу в расчет

ОП хол. пр. (мин; макс): -3 3

Линейность реагента: 700

Предел определения: 4

Время инкубации / считывания [с]

Запуск Субстрат / Проба: Запуск субстратом

R1,S -> R2 R1,R2,S -> R3 Инкубировать

180 36 96

Длительность измерения: 120

Кинетика/Фиксированное время

Истощение субстрата: 0.4

Допустим. коэфф. соответствия: 0.9

Printout customizations

Printout sort order: 0

> Linearity instead of *
 < Det. Limit instead of *

Нормальные значения

Тип образца: Serum

Пациент	Минимум	Макси...
Female	0	31
Male	0	35
Paediatric		

Коррекция результата (Y = aX + b)

a: 1.000 b: 0.000

Контроли

C1 C2 C3

Nr. Of S.D. for Q.C. ref. Values: 3

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Рекомендуемые настройки разведения для автоповтора 1:10.

Тип калибровки: линейная двухточечная, калибратор TruCal U или по фактору, (реакция убывающая).

Контроли TruLab N и TruLab P.

Количество повторов: 2