

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

| Parameters | | Specific Test Parameters | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---|
| General | LIH | ISE | HbA1c | Calculated Test | Range |
| Test Name: <input type="text" value="aHBDH"/> | | | | Type: <input type="text" value="Serum"/> | Operation: <input type="text" value="Yes"/> |
| Sample Volume | <input type="text" value="1.6"/> | μL | Dilution | <input type="text" value="0"/> | μL |
| Pre-Dilution Rate | <input type="text" value="1"/> | | OD Limit | Min.OD | <input type="text" value="-2.0"/> |
| Rgt. Volume | R1(R1-1) | <input type="text" value="160"/> | μL | Dilution | <input type="text" value="0"/> |
| | R2(R2-1) | <input type="text" value="40"/> | μL | Dilution | <input type="text" value="0"/> |
| Wavelength | Pri | <input type="text" value="340"/> | nm | Sec. | <input type="text" value="540"/> |
| Method | | <input type="text" value="RATE"/> | | | |
| Reaction Slope | | <input type="text" value="-"/> | | | |
| Measuring Point1 | First | <input type="text" value="14"/> | Last | <input type="text" value="24"/> | |
| Measuring Point2 | First | | Last | | |
| Linearity Limit | | | | | |
| Lag Time Check | | <input type="text" value="NO"/> | | | |

| Parameters | | Specific Test Parameters | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| General | LIH | ISE | HbA1c | Calculated Test | Range |
| Test Name: <input type="text" value="aHBDH"/> | | | | Type: <input type="text" value="Serum"/> | |
| Value/Flag: | <input type="text"/> | Level L: | <input type="text"/> | Level H: | <input type="text"/> |
| Specific Ranges: | | | | | |
| | Sex | Year | Month | Year | Month |
| <input type="checkbox"/> | 1. M | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 2. F | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 5. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 6. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 7. No demographics | | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="182"/> |
| <input type="checkbox"/> | 8. Not within expected values | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Unit | <input type="text" value="U/L"/> | | Decimal Places | <input type="text" value="0"/> | |

| Parameters | | Calibration Parameters | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Calibrators | Calibration Specific | STAT Table Calibration | | | |
| General | ISE | | | | |
| Test Name: <input type="text" value="aHBDH"/> | | | | Type: <input type="text" value="Serum"/> | <input type="checkbox"/> Use Serum Cal. |
| Calibration Type: | <input type="text" value="AB"/> | Formula: | <input type="text" value="Y=AX+B"/> | | Counts: <input type="text" value="2"/> |
| <Calibrator Parameters> | | | | | |
| Calibrator | OD | Conc | Factor/OD range | Low | High |
| Point 1: | TruCal U | | * | -99999 | 99999 |
| Point 2: | | | | | |
| Point 3: | | | | | |
| Point 4: | | | | | |
| Point 5: | | | | | |
| Point 6: | | | | | |
| Point 7: | | | | | |
| Point 8: | | | | | |
| Point 9: | | | | | |
| Point 10: | | | | | |
| <Point Cal. For | | No. of Correction Points | <input type="text"/> | Use Master Curve | <input type="checkbox"/> |
| Master Curve> | | Calibrator | OD | Conc | OD Range |
| Point 1: | | | | | Low |
| Point 2: | | | | | High |
| Stability | | | | | |
| Reagent Blank | <input type="text"/> | Day | <input type="text"/> | Hour | <input type="text"/> |
| Calibration | <input type="text"/> | Day | <input type="text"/> | Hour | <input type="text"/> |
| MB Type Factor: | <input type="text"/> | 1-Point Calibration Point | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> with Conc-0 | |

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору - МВ

фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.

Контроль TruLab N и TruLab P.

*-вводится из паспорта к калибратору