

Лактатдегидрогеназа, ЛДГ

УФ, NADH



Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: LDH ▾		Type: Serum ▾		Operation Yes ▾	
Sample Volume	<input type="text" value="1"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/> ▾			Min.OD	<input type="text" value="0.6"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="100"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Max.OD	<input type="text" value="2.2"/>
				Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="0.6"/>
				Last Low	<input type="text" value="0.6"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Dynamic Range Low	<input type="text" value="10"/>
				High	<input type="text" value="1200"/>
				Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
				Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri <input type="text" value="340"/> nm ▾	Sec.	<input type="text" value="540"/> nm ▾	Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text"/> Hour
Method	RATE ▾				
Reaction Slope	<input type="text" value="-"/> ▾				
Measuring Point1 First	<input type="text" value="14"/>	Last	<input type="text" value="26"/>		
Measuring Point2 First		Last			
Linearity Limit					
Lag Time Check	NO ▾				

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: LDH ▾		Type: Serum ▾			
Value/Flag:	<input type="text"/>	Level L:	<input type="text"/>	Level H:	<input type="text"/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/> 1.	M ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2.	F ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 3.	▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 4.	▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 5.	▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 6.	▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 7.	No demographics				<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values				<input type="text" value="480"/>
Unit	U/L				Decimal Places <input type="text" value="0"/>
Panic Value					
		Low	<input type="text"/>	High	<input type="text"/>

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: LDH ▾		Type: Serum ▾		Use Serum Cal. <input type="radio"/>	
Calibration Type:	AB ▾	Formula:	Y=AX+B ▾	Counts:	<input type="text" value="2"/> ▾
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Low	High
Point 1:	TruCal U	*	-99999	99999	
Point 2:					
Point 3:					
Point 4:					
Point 5:					
Point 6:					
Point 7:					
Point 8:					
Point 9:					
Point 10:					
Slope Check None ▾					
Allowance Range Check					
<input type="radio"/> Reagent Blank <input type="text"/>					
<input type="radio"/> Calibration <input type="text"/>					
Advanced Calibration Operation <input type="text"/> ▾					
Interval (RB/ACAL) <input type="text"/> ▾					
<Point Cal. For No. of Correction Points <input type="text"/> ▾ Use Master Curve <input type="checkbox"/> ▾ <input type="radio"/> Lot Calibration					
Master Curve>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1:					Reagent Blank <input type="text"/> Day <input type="text"/> Hour
Point 2:					Calibration <input type="text"/> Day <input type="text"/> Hour
MB Type Factor: <input type="text"/> 1-Point Calibration Point <input type="checkbox"/> ▾ <input type="radio"/> with Conc-0					

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.
 Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору -МВ
 фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.
 Контроль TruLab N и TruLab P.

* -вводится из паспорта к калибратору