

Параметры для ввода в программу анализатора Olympus AU 400/640

| Specific Test Parameters | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| General | LIH | ISE | Range |
| Test Name: | UIBC | < | > |
| Type: | Serum | Operation: | Yes |
| Sample: Volume | 12 μ L | Dilution | 0 μ L |
| Pre-Dilution Rate: | 1 | Min OD | Max OD |
| Reagents: R1 Volume | 160 μ L | Dilution | 0 μ L |
| R2 Volume | 40 μ L | Dilution | 0 μ L |
| Wavelength: Pri. | 600 | Sec. | 700 |
| Method: | END | Reagent OD limit: | L -0.1 H 2.5 |
| Reaction slope: | + | Dynamic Range: | L 1 H 135 |
| Measuring Point 1: First | 0 | Last | 27 |
| Measuring Point 2: First | 0 | Last | 10 |
| Linearity: | % | Correlation Factor: | A 1 B 0 |
| No Lag Time: | | On-board stability period: | |

| Specific Test Parameters | | | |
|--------------------------|-------|-------------|-------------------|
| General | LIH | ISE | Range |
| Test Name: | UIBC | < | > |
| Type: | Serum | Value/Flag: | Level L: Level H: |
| Normal Ranges: | Age L | Age H | L H |
| Sex | Year | Month | Year |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. None Selected | | | |
| 8. Out of Range | L | H | |
| Panic Value: | | | Unit: umol/L |
| | | | Decimal places: 1 |

| Calibration Specific | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| General | ISE | | |
| Test Name: | UIBC | < | > |
| Type: | Serum | Calibration Type: | AB |
| Formula: | Y=AX+B | Counts: | 2 |
| Process: | CONC | Factor/OD-L | Factor/OD-H |
| Point 1: | Cal. No. * | OD | CONC ** |
| Point 2: | | | |
| Point 3: | | | |
| Point 4: | | | |
| Point 5: | | | |
| Point 6: | | | |
| Point 7: | | | |
| 1-Point Cal. Point: | | With CONC-0 | Slope Check |
| MB Type Factor: | | Advanced Calibration: | Calibration Stability Period: |

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реagensов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U).

** -вводится из паспорта к калибратору

Контроль TruLab N.

* -вводится в соответствии с настройками системы