

# Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
PLip	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	Проверка	PLip		
	Тип реакции	конечн.точка		
	Пер	340	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.	
	Втор		Направл	Ув.
	Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл)	500
	Время изм.(с)	6	Темп	37
	Блок	ммоль/л	Десятичн.	0,01
	Полное имя	Фосфолипиды		
	Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена
			Возвр.	

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
PLip	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	Эталон по умолч.	1,61	---	3,55
	Лин.диапазон	0,09	---	13,3
	АБС х/п реаг.		---	
	Пред.поглощен.			
	Лин.предел(%)			
		<input type="text" value="По дифф"/>		
Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена	
			Возвр.	

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
PLip	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	<input type="radio"/> Коэффиц.К			
	<input checked="" type="radio"/> Правило	2-точ.линейная		
	Повторить	2		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input type="checkbox"/> S5	
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S6	
	<input type="checkbox"/> S3		<input type="checkbox"/> S7	
	<input type="checkbox"/> S4		<input type="checkbox"/> S8	
	Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена
				Возвр.

Для данного теста допускается не использовать X/П образца