

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: ChEst ▾		Type: Serum ▾		Operation Yes ▾	
Sample Volume	<input type="text" value="1.6"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/> ▾			Min.OD	<input type="text" value="-2.0"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="80"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Max.OD	<input type="text" value="2.5"/>
				Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Last Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Dynamic Range Low	<input type="text" value="50"/>
				High	<input type="text" value="20000"/>
				Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
				Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri <input type="text" value="410"/> nm ▾	Sec.	<input type="text" value="600"/> nm ▾	Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text"/> Hour
Method	RATE ▾				
Reaction Slope	<input type="text" value="-"/> ▾				
Measuring Point1 First	<input type="text" value="17"/>	Last	<input type="text" value="26"/>		
Measuring Point2 First		Last			
Linearity Limit					
Lag Time Check	<input type="text" value="NO"/> ▾				

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: ChEst ▾		Type: Serum ▾			
Value/Flag:	<input type="text"/>	Level L:	<input type="text"/>	Level H:	<input type="text"/>
Specific Ranges:					
	Sex	From Year	Month	To Year	Month
<input type="checkbox"/>	1. M ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2. F ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	3. ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4. ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	5. ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	6. ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="3930"/>	<input type="text" value="11500"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit	<input type="text" value="U/L"/>	Decimal Places	<input type="text" value="0"/>	Panic Value	
				Low	High
				<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: ChEst ▾		Type: Serum ▾		Use Serum Cal. <input type="radio"/>
Calibration Type:	AB ▾	Formula:	Y=AX+B ▾	Counts: <input type="text" value="2"/> ▾
<Calibrator Parameters>				
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range Low	High
Point 1:	TruCal U	*	-99999	99999
Point 2:				
Point 3:				
Point 4:				
Point 5:				
Point 6:				
Point 7:				
Point 8:				
Point 9:				
Point 10:				
<Point Cal. For		No. of Correction Points	<input type="text"/>	Use Master Curve <input type="checkbox"/> ▾
Master Curve>		OD Range		<input type="radio"/> Lot Calibration
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:				
Point 2:				
MB Type Factor:	<input type="text"/>	1-Point Calibration Point	<input type="checkbox"/> ▾	<input type="radio"/> with Conc-0
Slope Check		None ▾		
Allowance Range Check				
<input type="radio"/>	Reagent Blank	<input type="text"/>		
<input type="radio"/>	Calibration	<input type="text"/>		
Advanced Calibration Operation		<input type="text"/> ▾		
Interval (RB/ACAL)		<input type="text"/> ▾		
Stability		Reagent Blank	<input type="text"/>	Day <input type="text"/> Hour
		Calibration	<input type="text"/>	Day <input type="text"/> Hour

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору -МВ

фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.

Контроль TruLab N и TruLab P.

* -вводится из паспорта к калибратору