

Аполипопротеин А1

ИммуноТD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Olympus AU 400/640

Specific Test Parameters	
General	LIH ISE Range
Test Name:	ApoA1 < > Type: Operation: Yes
Sample:	Volume 2.0 µL Dilution 0 µL Pre-Dilution Rate:
Reagents:	R1 Volume 250 µL Dilution 0 µL Min OD Max OD
	R2 Volume 50 µL Dilution 0 µL Reagent OD limit: L -0.1 H 2.5
Wavelength:	Pri. 570 ▾ Sec. ▾ Reagent OD limit: First L -0.1 First H 2.5
Method:	END ▾ Last L -0.1 Last H 2.5
Reaction slope:	+ ▾ Dynamic Range: L 0 H 2.5
Measuring Point 1:	First 0 Last 27 Correlation Factor: A 1 B 0
Measuring Point 2:	First 0 Last 10 On-board stability period: 999
Linearity:	%
No Lag Time:	▾

Specific Test Parameters	
General	LIH ISE Range
Test Name:	ApoA1 < > Type: ▾
Value/Flag:	▾ Level L: Level H:
Normal Ranges:	Age L Age H
	Sex Year Month Year Month L H
o 1.	Male ▾ [] [] [] [] [] []
o 2.	Female ▾ [] [] [] [] [] []
o 3.	[] ▾ [] [] [] [] [] []
o 4.	[] ▾ [] [] [] [] [] []
o 5.	[] ▾ [] [] [] [] [] []
o 6.	[] ▾ [] [] [] [] [] []
7.	None Selected
8.	Out of Range L H
Panic Value:	[] [] Unit: g/L Decimal places: 2

Calibration Specific	
General	ISE
Test Name:	ApoA1 < > Type: ▾
Calibration Type:	6AB ▾ Formula: Spline ▾ Counts: 2 Process: CONC ▾
Point 1:	Cal. No. * OD CONC 0 Factor/OD-L -0.1 Factor/OD-H 2.5
Point 2:	* ** -0.1 2.5
Point 3:	* ** -0.1 2.5
Point 4:	* ** -0.1 2.5
Point 5:	* ** -0.1 2.5
Point 6:	* ** -0.1 2.5
Point 7:	[] [] [] [] [] []
1-Point Cal. Point:	[] <input type="checkbox"/> With CONC=0 Slope Check None ▾ Advanced Calibration: [] ▾
MB Type Factor:	[] Calibration Stability Period: []

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

*-вводится из паспорта к калибратору (TruCal Apo A1/B, 5 уровней).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и P.