

Кальций

Arsenazo III (метод с Арсенazo III)

Параметры для ввода в программу анализатора: Торус 1210; VitaLine 200.

ПАРАМЕТРЫ

Пользователь: **ПАРАМЕТРЫ**

Параметры теста | Профили | Последовательность проведения тестов | Вычисляемые тесты | Внешние тесты | Рефлекс тесты

Тест: **Кальций** | Код теста: **CaAs** | Код теста: **### ***

Основные параметры | Нормальные величины | Калибровка

Метод: **Конечная точка**

Основной фильтр: **660** | Дополнительный фильтр: **---** | Ед. изм.: **ммол/л** | Кол. зн. посл. зпт: **2**

Объем R1 (мкл): **300** | Место R1: **21 *** | Время инкубации (с): **120** | Объем флакс: **18**

Объем R2 (мкл): **---** | Место R2: **---** | Время инкубации (с): **---** | Объем флакс: **---**

Объем образц. (мкл): **3** | Время считыв. (с): **40** | Рост вращ. микс: **Нормальн**

Not found: **---** | Not found: **---** | ☐ Not found
☐ Автоматически

Y = **1.0** | X + **0.0**

☐ Диапазон ре: **0.0000** | **0.0000** | **0.3450**

Лин. диап.: **5.0**

Произв. реаг.: **Diasys** | ☐ Лизирующий р.

Информация о реагенте R1

Номер лота: **### ***

Штрихкод R1: **---**

Срок годности: **гггг-мм-дд ***

Эксп. срок годности: **---**

Информация о реагенте R2

Номер лота: **---**

Штрихкод R2: **---**

Срок годности: **---**

Эксп. срок годности: **---**

Номер лота: **---**

Штрихкод реагента: **---**

Добавить | Удалить | Сохранить | Печать предв. просмотр | Печать | Импорт | Экспорт

| Тест | Код теста |
|----------|-----------|
| TP | 5 |
| GLU | 7 |
| CHOL | 8 |
| TBIL | 9 |
| DBIL | 10 |
| UA | 11 |
| Ca | 12 |
| Fe | 13 |
| CRE | 14 |
| UREA | 15 |
| AST | 16 |
| Alb | 17 |
| AMY | 18 |
| ALP | 19 |
| ALB | 20 |
| Amy.urea | 21 |
| TrUr | 22 |

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

КОНТРАКЧЕСТВА

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

СТАТИСТИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОЧИЙ МОНИТОР

ВЫХОД

ПАРАМЕТРЫ

Параметры теста

| Тест | Код теста |
|----------|-----------|
| TP | 5 |
| GLU | 7 |
| CHOL | 8 |
| TBIL | 9 |
| DBIL | 10 |
| UA | 11 |
| Ca | 12 |
| Fe | 13 |
| CRE | 14 |
| UREA | 15 |
| AST | 16 |
| ALT | 17 |
| AMY | 18 |
| ALP | 19 |
| ALB | 20 |
| Amy.urea | 21 |
| TrpUr | 22 |

Профили

Последовательность проведения тестов

Вычисляемые тесты

Внешние тесты

Рефлекс тесты

Полное название

Кальций

Тест

CaAs

Код теста

##

Основные параметры


Количество стандартов

Тип калибровки

| Позиция стандарт | Концентрация стандарта | Оптическая плотность |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="39"/> | <input type="text" value="0.013"/> |
| 2 | <input type="text" value="40"/> | <input type="text" value="0.364"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Нормальные величины

Калибровка



Тип пробирки

№ лота калибр.

Срок годности

Ист.калибр.

Номер лота

Ред. OD.

Добавить

Удалить

Сохранить

Печать предв.просмотр

Печать

Импорт

Экспорт

- * Выбирается пользователем.
- ** -Вводится из паспорта к калибратору
- *** -Рассчитывается анализатором

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Тел.: (495) 980-63-39

e-mail: sale@diakonlab.ru

сайт: www.diakonlab.ru