

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

Тест	Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Калий				
<div> <div> <div>Параметры</div> <div>Номинал</div> <div>Калибр.</div> <div>Контр.кач.</div> </div> </div>				
Тест	Калий		R1	180
№	*		R2	60
Полн.назв	Калий		Объем проб	5
№ станд.			R1 холост	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Тип реакц	Кинетич		Смеш.хол.реак	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Перв.крив	340		Диап.линейн.	2 - 10
Втор.крив	670		Предел линейн.	<input type="text"/>
Направл.	Уменьшен		Предел субстр.	<input type="text"/>
Вр.реакц	7 - 16		Козфф.	<input type="text"/>
Вр.инкуб.	12		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	mmol/L		q1	<input type="text"/> q2 <input type="text"/> q3 <input type="text"/> q4 <input type="text"/>
Точн.	0.1		ПК	<input type="text"/> Погр <input type="text"/>
<div> <div>Доб.</div> <div>Удалить</div> <div>ОК</div> <div>Отмена</div> </div>				

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

[illegible]

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> K-1	3.00 **
<input checked="" type="checkbox"/> K-2	7.00 **

** -вводится из инструкции

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: линейная по двум калибраторам (стандартам из набора).
Контроль по TruLab N и TruLab P (ферментативный метод).