

ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 07.06.2024.

Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 36194- 36199 до 2025-03-14

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	36194	2025-03-14	0,00 нг/мл
Уровень 1	36195	2025-03-14	0,794 нг/мл
Уровень 2	36196	2025-03-14	3,22 нг/мл
Уровень 3	36197	2025-03-14	8,21 нг/мл
Уровень 4	36198	2025-03-14	18,2 нг/мл
Уровень 5	36199	2025-03-14	55,0 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 36206 до 2025-03-14

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	36206	2025-03-14	0,861 нг/мл	0,646 – 1,08 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 36207 до 2025-03-14

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	36207	2025-03-14	8,12 нг/мл	6,50 – 9,75 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C