

TruLab Protein Level 1

LOT 34537

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39




2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	1800 18,0	1386 - 2214 13,9 - 22,1	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	131	105 - 157	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	72,2 0,722	57,8 - 86,7 0,578 - 0,867	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	16,7 0,167	13,4 - 20,1 0,134 - 0,201	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	1,45 14,5	1,06 - 1,84 10,6 - 18,4	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	1,65 16,5	1,20 - 2,09 12,0 - 20,9	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	46,4	33,4 - 59,4	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	128 1,28	97,0 - 158 0,970 - 1,58	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	63,7	51,0 - 76,4	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	691 6,91	553 - 830 5,53 - 8,30	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	72,2 0,722	52,0 - 92,5 0,520 - 0,925	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	47,6	38,1 - 57,1	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	16,5 0,165	13,2 - 19,8 0,132 - 0,198	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	41,6	33,3 - 49,9	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	122 1,22	97,9 - 147 0,979 - 1,47	mg/dL g/L
AATYP α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин					not assayed



TruLab Protein Level 1 **LOT** 34537

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Сус С Cystatin C Цистатин С			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com