

TruLab Urine

LOT 35894

Level 2

Cat. No. 5 9180 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-11-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Микроальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	54,8 5,48	39,4 - 70,1 3,94 - 7,01	mg/L mg/dL
AMY Amylase α-Амилаза	EPS G-7	1 0501	198 3,31	159 - 238 2,64 - 3,97	U/L µkat/L
BUN Urea N BUN	Urease UV Уреаза UV	1 3101	830 296	614 - 1045 219 - 373	mg/dL mmol/L
CA Calcium Кальций	Arsenazo Арсеназо	1 1130	2,74 11,0	2,27 - 3,20 9,11 - 12,8	mmol/L mg/dL
	Phosphonazo Фосфаназо	1 1181	2,88 11,5	2,39 - 3,37 9,58 - 13,5	mmol/L mg/dL
CL Chloride Хлориды	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980132	189 671	162 - 215 577 - 765	mmol/L mg/dL
CREA Creatinine Креатинин	Jaffé, without compensation Яффе без компенсации	1 1711	157 13,9	119 - 195 10,6 - 17,2	mg/dL mmol/L
	Enzymatic PAP Ферментативный	1 1759	162 14,3	123 - 201 10,9 - 17,7	mg/dL mmol/L
D Specific Gravity Удельный вес	Refractometer Рефрактометр		1,021	1,010 - 1,035	
GLUC Glucose Глюкоза	GOD-PAP Глюкозооксидазный	1 2500	272 15,1	212 - 332 11,8 - 18,4	mg/dL mmol/L
	HK/G6P-DH Гексокиназный	1 2511	276 15,3	215 - 336 11,9 - 18,7	mg/dL mmol/L
hCG Human Chorionic Gonadotropin ХГЧ (качественный)				Positive Положительный	
K Potassium Калий	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980131	87,7 343	72,8 - 103 285 - 401	mmol/L mg/dL
MG Magnesium Магний	Xylidyl blue Ксилидиновый синий	1 4610	4,97 12,1	3,68 - 6,26 8,94 - 15,2	mmol/L mg/dL
Na Sodium Натрий	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980130	178 408	155 - 201 355 - 461	mmol/L mg/dL
OSMO Osmolality Осмольность	Freezing point Точка заморзания		841	673 - 1010	mOsmo /kg
pH	pH Meter pH-метр		6,21	5,50 - 6,90	
PO3 Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start Молибдат UV, запуск субстратом	1 5211	42,8 13,8	33,4 - 52,2 10,8 - 16,9	mg/dL mmol/L
TP Total Protein Общий белок	Purogallol red Пирогаллоловый красный	1 0210	61,0 610	46,4 - 75,7 464 - 757	mg/dL mg/L
UREA Urea Мочевина	Urease UV Уреаза UV	1 3101	1776 296	1315 - 2238 219 - 373	mg/dL mmol/L
UA Uric Acid Мочевая кислота	TBHA TOOS	1 3021 1 3001	14,5 865 13,3 788	10,8 - 18,3 640 - 1090 9,81 - 16,7 583 - 993	mg/dL µmol/L mg/dL µmol/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com