

TruLab Protein Level 1

LOT 36484

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39




2027-04-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	1607 16,1	1237 - 1977 12,4 - 19,8	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	140	112 - 168	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	67,9 0,679	54,3 - 81,5 0,543 - 0,815	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	16,6 0,166	13,3 - 19,9 0,133 - 0,199	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein C-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	1,06 10,6	0,772 - 1,34 7,72 - 13,4	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	1,29 12,9	0,939 - 1,63 9,39 - 16,3	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	44,4	32,0 - 56,9	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	148 1,48	113 - 184 1,13 - 1,84	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	69,3	55,4 - 83,2	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	639 6,39	511 - 766 5,11 - 7,66	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	96,3 0,963	69,3 - 123 0,693 - 1,23	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	61,1	48,9 - 73,3	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	15,3 0,153	12,2 - 18,3 0,122 - 0,183	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	41,3	33,0 - 49,6	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	106 1,06	84,5 - 127 0,845 - 1,27	mg/dL g/L
AATYP α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	



TruLab Protein Level 1 **LOT** 36484

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2027-04-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Сус С Cystatin C Цистатин С			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com