

TruLab Protein Level 2

LOT 34538

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39




2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	5485 54,8	4223 - 6746 42,2 - 67,5	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	368	294 - 442	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	224 2,24	179 - 269 1,79 - 2,69	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	48,9 0,489	39,1 - 58,7 0,391 - 0,587	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	7,95 79,5	5,81 - 10,1 58,1 - 101	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	7,25 72,5	5,29 - 9,20 52,9 - 92,0	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	268	193 - 343	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	402 4,02	305 - 498 3,05 - 4,98	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	197	158 - 237	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	2105 21,1	1684 - 2526 16,8 - 25,3	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	229 2,29	165 - 293 1,65 - 2,93	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	152	122 - 183	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	54,1 0,541	43,3 - 65,0 0,433 - 0,650	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	70,8	56,6 - 85,0	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	380 3,80	304 - 455 3,04 - 4,55	mg/dL g/L
AATYP α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	



TruLab Protein Level 2

LOT 34538

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Сус С Cystatin C Цистатин С			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com