

TruLab L Level 2

LOT 35840

Cat. No. 5 9030 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-12-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	147	118 - 176	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,47	1,18 - 1,76	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	124	99,0 - 149	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		1,24	0,990 - 1,49	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300	250	215 - 285	mg/dL
Cholesterol			6,47	5,56 - 7,38	mmol/L
Общий холестерин			2,50	2,15 - 2,85	g/L
HDLC	Direct, colorimetric	1 3561	56,5	45,2 - 67,8	mg/dL
HDL-Cholesterol	Прямой, колориметрический		1,46	1,17 - 1,75	mmol/L
ЛПВП Холестерин			0,565	0,452 - 0,678	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	50,7	40,5 - 60,8	mg/dL
	С осаджением	1 3540	1,31	1,05 - 1,57	mmol/L
			0,507	0,405 - 0,608	g/L
LDLC	Direct, colorimetric	1 4131	158	126 - 189	mg/dL
LDL-Cholesterol	Прямой, колориметрический		4,08	3,27 - 4,90	mmol/L
ЛПНП Холестерин			1,58	1,26 - 1,89	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	168	135 - 202	mg/dL
	С осаджением	1 4330	4,35	3,48 - 5,22	mmol/L
			1,68	1,35 - 2,02	g/L
NEFA	Enzymatic	1 5781	48,4	38,7 - 58,1	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		1,71	1,37 - 2,06	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,484	0,387 - 0,581	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	273	219 - 328	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		3,53	2,82 - 4,23	mmol/L
Фосфолипиды			2,73	2,19 - 3,28	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5710	292	234 - 350	mg/dL
Triglycerides			3,29	2,63 - 3,95	mmol/L
Триглицериды			2,92	2,34 - 3,50	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com