



Чек № 18
«16» января 2024 г.

Всем заинтересованным лицам

Настоящим сообщаем Вам о выходе нового продукта собственного производства АО «ДИАКОН-ДС»: **Набор реагентов гематологических для клинического анализа крови (ДИАПАК-5U) по ТУ 21.20.23.110-306-48813770-2022.**

ДИАПАК-5U является набором реагентов собственной разработки производственной компании АО «ДИАКОН-ДС» и предназначен для проведения клинического анализа крови с помощью автоматических гематологических анализаторов с дифференциацией лейкоцитов на 5 популяций серии URIT в клиничко-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике.

ДИАПАК-5U представлен в 2-х вариантах исполнения:

Вариант 1, в составе:

Изотонический разбавитель 5U: 1 канистра (10 л) и карта

Лизирующий раствор 5U: 1 флакон (0,4 л) и карта

Фокусирующий реагент 5U: 1 канистра (4,4 л) и карта

Промывающий раствор 5U: 1 канистра (5,2 л) и карта

Данный пак рассчитан на выполнение не менее 500 анализов на автоматических гематологических анализаторах **URIT-5160**.

Вариант 2, в составе:

Изотонический разбавитель 5U: 1 канистра (10 л) и карта

Лизирующий раствор 5U: 1 флакон (0,25 л) и карта

Фокусирующий реагент 5U: 1 канистра (4,7 л) и карта

Промывающий раствор 5U: 1 канистра (4,5 л) и карта

Данный пак рассчитан на выполнение не менее 300 анализов на автоматических гематологических анализаторах **URIT-5380**.

Более подробную информацию о технических характеристиках Набора реагентов ДИАПАК-5U вы можете узнать у сотрудников отдела Гематологии АО «ДИАКОН».

Приложение 1. Копия РУ № РЗН 2023/20485 от 03 июля 2023 года

Приложение 2. Инструкция по применению

Генеральный директор



Волков Д.Н.