

# Insula 500

Автоматический коагулометр

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	до 60 ПВ тестов в час
Методы измерения	клоттинговый, хромогенный, имунотурбидиметрия
Максимальное количество образцов	27 (3 рэка по 9 образцов в каждом)
Минимальный объем пробы	4 мкл
Позиции для срочных проб (STAT)	5
Температура термостатирования	37 °С
Возможность дозагрузки проб в процессе работы	Наличие
Автоматическая и ручная калибровка	Наличие
Подключение к ЛИС	Наличие
Габариты (Д × Ш × В), мм	660 × 590 × 510
Вес, кг	53

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

