

FOB Turbilatex

Набор для определения гемоглобина скрытой крови в кале

Технические характеристики

Параметр	Значение
Чувствительность	96 %
Специфичность	>99 %
Рекомендуемые уровни гемоглобина в кале	Диагностика — до 5 мкг/г; Скрининг — до 20 мкг/г
Диапазон измерения гемоглобина	10–1000 нг/мл
Референтный интервал (в разведении)	до 50 нг/мл
Референтный интервал (в кале)	до 5 мкг/г
Основные интерференции	Нет
Срок годности реагентов, калибраторов и контролей	12 месяцев
Регистрационное удостоверение	<u>№РЗН 2023/21332</u>

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

