


**Анализатор для автоматизации иммуногематологического тестирования  
образцов крови человека ORTHO VISION  
(Ortho-ClinicalDiagnostics, Inc., Великобритания)  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/8008**



Автоматизация с использованием анализатора ORTHO VISION обладает такими особенностями как:

- Сокращение затрат лаборатории из-за отсутствия специфических брендированных растворов для обслуживания (использование дистиллированной воды и физ. раствора)
- Экономия времени – выполнение определения группы крови резус фактора - 7 мин (самый быстрый результат среди конкурентов)
- Уверенность в полученных результатах благодаря непрерывному контролю всех этапов тестирования Intellichek.
- Непрерывность процесса – готовность анализатора к работе 24 часа.
- Наличие дублирующей ручной технологии Ortho

WorkStation (единообразие расходных материалов)

- Себестоимость исследования на уровне использования ручной технологии.
- Меню тестов:

- ✓ Типирование АВО и Резус
- ✓ Скрининг антител
- ✓ Идентификация антител
- ✓ Тест на совместимость
- ✓ Прямой антиглобулиновый тест
- ✓ Типирование антигенов
- ✓ Контроль качества
- ✓ Титрование
- ✓ Пользовательские протоколы (UDP)

<b>Основные особенности</b> Ротор загрузки образцов Дозаторы Ротор загрузки реагентов Центрифуга Штатив для просмотра	1 1 1 2 1
<b>Меню тестов</b> Типирование АВО и Резус Скрининг антител Идентификация антител Тест на совместимость Прямой антиглобулиновый тест Типирование антигенов Контроль качества Титрование Пользовательские протоколы (UDP)	+ + + + + + + + +
<b>Хранение образцов, реагентов и разбавителей</b> Загрузка образцов Загрузка реагентов Загрузка разбавителей	42 пробирки 33 флакона по 3 мл или 18 флаконов по 10 мл 4 флакона (2–100 мл, 2–10 мл)
<b>Загрузка кассет</b> Кассеты ORTHO BioVue®	7 слотов — всего 140 кассет
<b>Область просмотра кассет</b> Штатив для просмотра кассет Штатив для загрузки кассет	10 кассет 8 кассет
<b>Инкубатор</b> 37 градусов Комнатная температура	12 кассет 16 кассет