

# Анализатор Lifotronic H9

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная производительность	37 тестов в час
Тип образца	Цельная венозная кровь
Измеряемый параметр	Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Прокалывание колпачка	Да
Ёмкость колонки	1600 тестов
Образцы на борту	110+1 (STAT)
Скорость выполнения теста	96 сек
Тип анализатора	Настольный
Технология	ВЭЖХ (Высокоэффективная Жидкостная Хроматография)
Объем пробы	1 мл
Подача пробирок	Автоматическая
Калибровка	Автоматическая и ручная
Термопринтер	Встроенный, шириной 57 мм
Страна производитель	Китай
Дисплей	8"
Память	4000 результатов
Гарантия	18 месяцев
Система дозирования образца и реагента	Шприцевая
Диапазон измерения	3–20%
Воспроизводимость	CV ≤ 3%
Линейность	≥ 0,99
Тип пробирки	K2ЭДТА 13×75 мм, либо Eppendorf 1,5 мл (разбавленный образец)
Габариты, мм (Д × Ш × В)	790 × 780 × 720
Вес, кг	51,7