

Анализатор DIRUI FUS-100

Технические характеристики

Производительность	60 тестов в час
Тестируемые параметры	красные кровяные клетки, белые кровяные клетки, скопления белых кровяных клеток, плоскоклеточный эпителий, неплоскоклеточный эпителий, бактерии, кристаллы, гиалиновые цилиндры, неклассифицированные цилиндры, дрожжи, сперматозоиды, слизь
Количество снимков полей зрения для каждой пробы	820
CV	<10%
Специфичность	>80% (автоматический анализ), >95% (дополнительная идентификация нераспознанных объектов оператором)
Одновременная загрузка	до 50 проб
Минимальный объем загружаемой пробы	2 - 3 мл
Вычислительный блок	с четырехядерным процессором
Управление	с клавиатуры
Память	на 10 000 результатов анализов
Печать результатов	на внешнем принтере
Соединительный мостик для совместной работы с автоматическим анализатором мочи H-800	Есть

Ридер штрих-кодов	встроенный
Потребляемая мощность	700 В
Габариты, мм	700 × 720 × 640
Вес	85 кг