

Анализатор КоаТест-АВТО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Производительность	120 тестов ПВ в час
Охлаждаемый термостат для проб	на 40 позиций
Позиции для экстренных проб	2 позиции
Охлаждаемый термостат для контрольных материалов	на 20 позиций
Сменный диск для измерительных кювет	на 40 позиций
Охлаждаемый термостат для реагентов	на 10 позиций
Блок комнатной температуры для реагентов	на 6 позиций
Дозатор с иглой отбора пробы с подогревом	наличие
Датчик касания иглы и контроля уровня жидкости во флаконе реагента	наличие
Встроенная программа контроля качества	наличие
Журнал измерений	на 100 000 записей
Интерфейс анализатора	RU
Возможность работы с LIS	наличие
Интерфейсы	USB (4), HDMI, Ethernet
Габариты, мм	600 × 560 × 630
Масса, кг	45