

Анализатор BioMajesty JCA-BM6070/C

Расходные материалы

Наименование	Каталожный номер
Флакон 70 мл	781608422
Галогенная лампа	335009115
Адаптер для чашек образцов	811279758
Флакон для реагентов 40 мл	780640241
Переходник 40 мл x 70 мл	781606497
Переходник 20 мл x 40 мл	780642945
Переходник 20 мл x 70 мл	780654358
Раствор промывающий К для дозатора реагентов	780654056
Раствор промывающий №1 для дозатора реагентов	780654072
Раствор промывающий №2 для дозатора реагентов	780654081
Раствор промывающий S для дозатора реагентов	780654064
Раствор промывающий №3 для кювет	781608074
Кондиционер №3 для кювет	781608066
Раствор буферный ионоселективного модуля	781608171
Калибратор внутреннего расположения	781608180
Комплект калибраторов ионоселективного модуля для сыворотки	780654111
Комплект калибраторов ионоселективного модуля для мочи	780654129
Раствор промывающий ионоселективного модуля	780654099
Электрод ионоселективный натрия	780654137
Электрод ионоселективный калия	780654145
Электрод ионоселективный хлора	780654153
Электрод сравнения	780654161
Мультикюветы реакционные	802760309
Набор мультикювет ротора разбавления	781611644
Раствор термостатирования реакционных кювет Флуориниерт Диэлектрика	980001

Расходные материалы ВМ6070

Щелочной раствор ДДС, 1 л	ЩР 001
Щелочной раствор ДДС, 2 л	ЩР 002
Щелочной раствор ДДС, 2 л в коробке	ЩР 003

