

# ErbaScan

Микробиологический анализатор

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество каналов	12
Диапазон длин волн	405–730 нм
Скорость считывания для 1 фильтра	6 сек (определение антибиотикочувствительности)
Линейный диапазон	0,00–4,00 единицы ОП
Управление работой прибора	Внешний компьютер с ПО ErbaExpert
Интерфейс передачи данных	USB
Габариты, мм (д × ш × в)	426 × 280 × 174
Вес, кг	7,2

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

