

# TruLab Protein Level 2

**LOT**
**29262**

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

**ВНИМАНИЕ!**  
Уточняйте паспортные значения  
на [www.diakonlab.ru](http://www.diakonlab.ru) или  
по тел.: 8-800-200-63-39



2023-03-31

Updated sheets: [www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/](http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/)

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
<b>ALB</b> Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	5879 58,8	4527 - 7231 45,3 - 72,3	mg/dL g/L
<b>ASO</b> Antistreptosylin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	336	269 - 403	IU/mL
<b>C3c</b> Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	214 2,14	171 - 257 1,71 - 2,57	mg/dL g/L
<b>C4</b> Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	47,8 0,478	38,2 - 57,3 0,382 - 0,573	mg/dL g/L
<b>CRP</b> C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	7,07 70,7	5,16 - 8,98 51,6 - 89,8	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	6,64 66,4	4,85 - 8,44 48,5 - 84,4	mg/dL mg/L
<b>FERR</b> Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	294	212 - 377	ng/mL µg/L
<b>IgA</b> Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	382 3,82	290 - 474 2,90 - 4,74	mg/dL g/L
<b>IgE</b> Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	231	185 - 277	IU/mL
<b>IgG</b> Immunoglobulin G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	1997 20,0	1597 - 2396 16,0 - 24,0	mg/dL g/L
<b>IgM</b> Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	252 2,52	181 - 323 1,81 - 3,23	mg/dL g/L
<b>MYO</b> Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	202	162 - 243	ng/mL µg/L
<b>PALB</b> Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	47,8 0,478	38,3 - 57,4 0,383 - 0,574	mg/dL g/L
<b>RF</b> Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	74,5	59,6 - 89,3	IU/mL
<b>TRF</b> Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	355 3,55	284 - 426 2,84 - 4,26	mg/dL g/L
<b>AATRYP</b> a-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин					not assayed

**TruLab Protein Level 2****LOT****29262**

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

**ВНИМАНИЕ!**  
Уточняйте паспортные значения  
на [www.diakonlab.ru](http://www.diakonlab.ru) или  
по тел.: 8-800-200-63-39

**2023-03-31**Updated sheets: [www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/](http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/)

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
<b>AMACG</b> a-2-Macroglobulin Альфа2-макроглобулин			not assayed		
<b>BMICG</b> b-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
<b>CPLAS</b> Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
<b>Сус С</b> Cystatin C Цистатин С			not assayed		
<b>HAPG</b> Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
<b>KAPPA</b> Kappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
<b>LAMBDA</b> Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany  
[www.diasys-diagnostics.com](http://www.diasys-diagnostics.com)