

TruLab L Level 2

LOT 33894

Cat. No. 5 9030 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-09-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 3

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	146	117 - 175	mg/dL
Аполиipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,46	1,17 - 1,75	g/L
Аполиipoprotein A1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	126	101 - 151	mg/dL
Аполиipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		1,26	1,01 - 1,51	g/L
Аполиipoprotein B					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	264	227 - 300	mg/dL
Cholesterol		1 1350	6,82	5,86 - 7,77	mmol/L
Общий холестерин			2,64	2,27 - 3,00	g/L
HDLC	Immunoinhibition	1 3521	57,8	46,2 - 69,4	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		1,49	1,20 - 1,79	mmol/L
ЛПВП Холестерин			0,578	0,462 - 0,694	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	56,4	45,2 - 67,7	mg/dL
	Прямой, колориметрический		1,46	1,17 - 1,75	mmol/L
			0,564	0,452 - 0,677	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	54,2	43,4 - 65,0	mg/dL
	С осаджением	1 3540	1,40	1,12 - 1,68	mmol/L
			0,542	0,434 - 0,650	g/L
LDLC	Homogenous Select	1 4121	151	121 - 181	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		3,90	3,12 - 4,68	mmol/L
ЛПНП Холестерин			1,51	1,21 - 1,81	g/L
	Direct, colorimetric	1 4131	165	132 - 198	mg/dL
	Прямой, колориметрический		4,27	3,42 - 5,13	mmol/L
			1,65	1,32 - 1,98	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	175	140 - 210	mg/dL
	С осаджением	1 4330	4,53	3,62 - 5,44	mmol/L
			1,75	1,40 - 2,10	g/L
NEFA	Enzymatic	1 5781	59,8	47,8 - 71,8	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		2,12	1,69 - 2,54	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,598	0,478 - 0,718	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	273	219 - 328	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		3,53	2,82 - 4,23	mmol/L
Фосфолипиды			2,73	2,19 - 3,28	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	242	193 - 290	mg/dL
Triglycerides		1 5710	2,72	2,18 - 3,27	mmol/L
Триглицериды			2,42	1,93 - 2,90	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com