

DIRUI H-500

Полуавтоматический анализатор мочи

Тест-системы и расходные материалы

Наименование	Исследуемые параметры	Количество
DIRUI H10 для H-100, H-500	глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты	1 пенал / 100 шт.
DIRUI H11 для H-100, H-500	глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, аскорбиновая кислота	1 пенал / 100 шт.
DIRUI H11-MA (Microalbumin) для H-100, H-500	глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин	1 пенал / 100 шт.
DIRUI H13-Cr для H-100, H-500	глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, аскорбиновая кислота	1 пенал / 100 шт.
DIRUI H14-Ca для H-100, H-500	глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, аскорбиновая кислота, кальций	1 пенал / 100 шт.
Регистрационное удостоверение на анализатор		<u>№ РЗН 2015/2490</u>
Регистрационное удостоверение на реагенты		<u>№ ФСЗ 2010/08127</u>
Регистрационное удостоверение на реагенты		<u>№ РЗН 2013/1042</u>

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
 Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

