

Анализатор Lifotronic H8

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная производительность	28 тестов в час
Тип образца	Цельная венозная кровь
Измеряемый параметр	Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Прокалывание колпачка	Да
Максимальное одновременное количество образцов на борту	10
Ёмкость колонки	800 тестов
Образцы на борту	10
Скорость выполнения теста	130 сек
Тип анализатора	Настольный
Технология	ВЭЖХ (Высокоэффективная Жидкостная Хроматография)
Объем пробы	1 мл
Подача пробирок	Автоматическая
Калибровка	Автоматическая и ручная
Термо принтер	Встроенный, шириной 48 мм
Страна производитель	Китай
Дисплей	10,1"
Память	4000 результатов
Гарантия	18 месяцев
Система дозирования образца и реагента	Шприцевая
Диапазон измерения	3–18%
Воспроизводимость	CV ≤ 3%
Линейность	≥ 0,99
Тип пробирки	K2ЭДТА 13 × 75 мм, либо Eppendorf 1,5 мл (разбавленный образец)
Габариты, мм (Д × Ш × В)	600 × 360 × 540
Вес, кг	36,8