



# ADC ELISA 200/400

*Автоматические иммуноферментные анализаторы серии ELISA*

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Запатентованные высокопроизводительные модули промывки планшета
- Сокращение времени получения результатов
- Высокая пропускная способность
- Комбинирование методик


ИФА-анализаторы серии ADC ELISA 200/400 — это открытые платформы, которые сочетают в себе все функции, необходимые для проведения иммуноферментного анализа в формате микропланшетов в полностью автоматическом режиме.

## ADC ELISA 200



- Одновременная загрузка на борт: 144 образца
- Количество реагентов на борту: 24 шт
- Количество методик при одновременной загрузке: до 8
- Количество используемых светофильтров: до 8
- Диапазон длин волн: 340-620 н.м.
- Режим измерения: на одной или двух динах волн
- Вариант исполнения: настольный

▼ 2 канала для дозирования



▲ 4 канала для дозирования

▼ 16-ти канальная промывка



▲ 96-ти канальная промывка

▼ 4 независимых шейкер-инкубатора



▲ 9 независимых шейкер-инкубаторов

## ADC ELISA 400

- Одновременная загрузка на борт: 144 образца
- Количество образцов на борту: до 192
- Количество реагентов на борту: 25 шт
- Количество методик при одновременной загрузке: до 18
- Количество используемых светофильтров: до 8
- Диапазон длин волн: 340-620 н.м.
- Режим измерения: на одной или двух динах волн
- Вариант исполнения: напольный

