

ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 13.03.2024.

Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 35591-35596 до 2025-01-11

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	35591	2025-01-11	0,00 нг/мл
Уровень 1	35592	2025-01-11	0,823 нг/мл
Уровень 2	35593	2025-01-11	3,32 нг/мл
Уровень 3	35594	2025-01-11	8,78 нг/мл
Уровень 4	35595	2025-01-11	19,2 нг/мл
Уровень 5	35596	2025-01-11	54,2 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 35630 до 2025-01-11

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	35630	2025-01-11	0,917 нг/мл	0,688 – 1,15 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 35632 до 2025-01-11

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	35632	2025-01-11	8,68 нг/мл	6,94 – 10,4 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C