

MAGLUMI® X8

Иммунохемилюминесцентный анализатор

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	до 600 тестов в час (2400 при 4-х модулях)
Метод измерения	хемилюминесценция усилена маркером АВЕI неферментативной природы
Время получения результата	15 мин
Тип образца	сыворотка, плазма, моча, цельная кровь
Объем пробы	10–200 мкл
Количество одновременно загружаемых образцов	300
Количество позиций одновременно загружаемых реагентов	42
Охлаждаемая зона образцов и реагентов	наличие
Калибратор в составе набора реагентов	наличие
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	авто разбавление образца с высокой концентрацией
Проверка образца и реагентов	детектор сгустка, определение уровня жидкости
Выполнение срочных проб (STAT)	наличие
Подключение к ЛИС	наличие
Габариты (Д × Ш × В), мм	1940 × 1180 × 1500
Вес, кг	670

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН

Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

