

Коагулометр Thrombolyzer Compact X

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	160 тестов в час
Методы	клоттинговые, хромогенные, иммунологические
Количество измерительных каналов	4
Количество позиций для проб	32
Количество кювет на борту	240
Дозагрузка образцов	непрерывно
Определение уровня реагентов	автоматическое
Калибровка	автоматическая
Связь с ЛИС	двусторонняя
Напряжение в сети	100–240 В
Частота	50 / 60 Гц
Энергопотребление	100 ВА
Уровень шума	65 dB
Рабочая температура	от +17°C до +30°C
Габариты, см	56 × 55 × 38
Масса, кг	27,5

