

Lifotronic H8

Автоматический анализатор

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная производительность	28 тестов в час
Тип образца	Цельная венозная кровь
Измеряемый параметр	Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Прокалывание колпачка	Да
Максимальное одновременное количество образцов на борту	10
Ёмкость колонки	800 тестов
Скорость выполнения теста	130 сек
Тип анализатора	Настольный
Технология	ВЭЖХ (Высокоэффективная Жидкостная Хроматография)
Объем пробы	1 мл
Подача пробирок	Автоматическая
Калибровка	Автоматическая и ручная
Термо принтер	Встроенный, шириной 57 мм
Страна производитель	Китай
Дисплей	10,1"
Память	4000 результатов
Гарантия	18 месяцев
Диапазон измерения	3–20%
Воспроизводимость	CV ≤ 3%
Линейность	≥ 0,99

Тип пробирки	К2ЭДТА 13 × 75 мм, либо Eppendorf 1,5 мл (разбавленный образец)
Габариты, мм (Д × Ш × В)	600 × 360 × 540
Вес, кг	36,8

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200-63-69

