

Анализатор MAGLUMI® 2000 Plus

Технические характеристики

Параметр	Значение
Анализатор	напольный автоматический иммунохимический
Производительность	до 180 тестов в час
Метод	хемилюминесценция усилена маркером ABEI неферментативной природы
Время получения результата	17 минут
Тип образца	сыворотка, плазма, моча, цельная кровь
Объем пробы	10–200 мкл
Одновременная загрузка образцов	144 образца
Одновременная загрузка реагентов	25 позиций
Калибратор в составе реагентов	есть
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией
Проверка образца и реагентов	детектор сгустка, определение уровня жидкости
Выполнение срочных проб (STAT)	есть
Подключение к ЛИС	есть
Габариты, см	144 × 76 × 152
Вес, кг	228

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

