

# Анализатор MAGLUMI® 4000 Plus

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Анализатор	напольный автоматический иммунохимический
Производительность	до 280 тестов в час
Метод	хемилюминесценция усилена маркером ABEI неферментативной природы
Время получения результата	17 минут
Тип образца	сыворотка, плазма, моча, цельная кровь
Объем пробы	10–200 мкл
Одновременная загрузка образцов	144 образца
Одновременная загрузка реагентов	25 позиций
Калибратор в составе реагентов	есть
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией
Проверка образца и реагентов	детектор сгустка, определение уровня жидкости
Выполнение срочных проб (STAT)	есть
Подключение к ЛИС	есть
Габариты, см	208 × 89 × 160
Вес, кг	270

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

