

Анализатор MAGLUMI® 800

Технические характеристики

Параметр	Значение
Анализатор	настольный автоматический иммунохимический
Производительность	до 180 тестов в час
Метод	хемилюминесценция усилена маркером ABEI неферментативной природы
Время получения результата	17 минут
Тип образца	сыворотка, плазма, моча, цельная кровь
Объем пробы	10–200 мкл
Одновременная загрузка образцов	40 образцов
Одновременная загрузка реагентов	9 позиций
Калибратор в составе реагентов	есть
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией
Проверка образца и реагентов	детектор сгустка, определение уровня жидкости
Выполнение срочных проб (STAT)	есть
Подключение к ЛИС	есть
Габариты, см	102 × 72 × 56
Вес, кг	73

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

