

TruLab L Level 1

LOT 33893

Cat. No. 5 9020 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-09-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	126	101 - 151	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,26	1,01 - 1,51	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	88,6	70,9 - 106	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		0,886	0,709 - 1,06	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	176	151 - 200	mg/dL
Cholesterol		1 1350	4,55	3,91 - 5,18	mmol/L
Общий холестерин			1,76	1,51 - 2,00	g/L
HDLC	Immunoinhibition	1 3521	48,5	38,8 - 58,2	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		1,25	1,00 - 1,50	mmol/L
ЛПВП Холестерин			0,485	0,388 - 0,582	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	46,0	36,8 - 55,2	mg/dL
	Прямой, колориметрический		1,19	0,952 - 1,43	mmol/L
			0,460	0,368 - 0,552	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	43,5	34,8 - 52,1	mg/dL
	С осаджением	1 3540	1,12	0,899 - 1,35	mmol/L
			0,435	0,348 - 0,521	g/L
LDLC	Homogenous Select	1 4121	100	80,2 - 120	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		2,59	2,08 - 3,11	mmol/L
ЛПНП Холестерин			1,00	0,802 - 1,20	g/L
	Direct, colorimetric	1 4131	103	82,2 - 123	mg/dL
	Прямой, колориметрический		2,66	2,12 - 3,19	mmol/L
			1,03	0,822 - 1,23	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	117	93,6 - 140	mg/dL
	С осаджением	1 4330	3,02	2,42 - 3,63	mmol/L
			1,17	0,936 - 1,40	g/L
NEFA	Enzymatic	1 5781	15,0	12,0 - 18,0	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		0,531	0,425 - 0,638	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,150	0,120 - 0,180	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	212	169 - 254	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		2,73	2,19 - 3,28	mmol/L
Фосфолипиды			2,12	1,69 - 2,54	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	100	80,1 - 120	mg/dL
Triglycerides		1 5710	1,13	0,902 - 1,35	mmol/L
Триглицериды			1,00	0,801 - 1,20	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com