

TruLab L Level 2

LOT 32553

Cat. No. 5 9030 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-01-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 3

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	152	122 - 183	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,52	1,22 - 1,83	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	120	96,3 - 145	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		1,20	0,963 - 1,45	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	252	217 - 287	mg/dL
Cholesterol		1 1350	6,52	5,61 - 7,43	mmol/L
Общий холестерин			2,52	2,17 - 2,87	g/L
HDLC	Immunoinhibition	1 3521	58,5	46,8 - 70,2	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		1,51	1,21 - 1,81	mmol/L
ЛПВП Холестерин			0,585	0,468 - 0,702	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	56,2	45,0 - 67,4	mg/dL
	Прямой, колориметрический		1,45	1,16 - 1,74	mmol/L
			0,562	0,450 - 0,674	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	56,3	45,0 - 67,5	mg/dL
	С осаднением	1 3540	1,46	1,16 - 1,75	mmol/L
			0,563	0,450 - 0,675	g/L
LDLC	Homogenous Select, TruCal HDL/LDL	1 4121	143	115 - 172	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		3,71	2,97 - 4,45	mmol/L
ЛПНП Холестерин			1,43	1,15 - 1,72	g/L
	Direct, colorimetric	1 4131	156	124 - 187	mg/dL
	Прямой, колориметрический		4,02	3,22 - 4,83	mmol/L
			1,56	1,24 - 1,87	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	160	128 - 192	mg/dL
	С осаднением	1 4330	4,14	3,31 - 4,97	mmol/L
			1,60	1,28 - 1,92	g/L
NEFA	Enzymatic	1 5781	49,4	39,5 - 59,2	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		1,75	1,40 - 2,10	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,494	0,395 - 0,592	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	252	202 - 303	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		3,25	2,60 - 3,91	mmol/L
Фосфолипиды			2,52	2,02 - 3,03	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	268	214 - 321	mg/dL
Triglycerides		1 5710	3,02	2,41 - 3,62	mmol/L
Триглицериды			2,68	2,14 - 3,21	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com