

TruLab Protein Level 2

LOT 36485

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39




2027-04-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	4525 45,2	3484 - 5566 34,8 - 55,7	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	352	281 - 422	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	198 1,98	159 - 238 1,59 - 2,38	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	48,7 0,487	39,0 - 58,5 0,390 - 0,585	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein C-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	7,41 74,1	5,41 - 9,40 54,1 - 94,0	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	6,69 66,9	4,88 - 8,50 48,8 - 85,0	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	260	187 - 332	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	420 4,20	320 - 521 3,20 - 5,21	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	200	160 - 240	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	1882 18,8	1505 - 2258 15,1 - 22,6	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	277 2,77	199 - 354 1,99 - 3,54	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	181	145 - 218	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	46,0 0,460	36,8 - 55,2 0,368 - 0,552	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	73,8	59,1 - 88,6	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	302 3,02	242 - 363 2,42 - 3,63	mg/dL g/L
AATYP α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	



TruLab Protein Level 2 **LOT** 36485

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2027-04-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Cys C Cystatin C Цистатин C			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com