

Анализатор Lifotronic eCL8000

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	до 86 тестов в час
Метод	электрохемилюминесценция
Время получения результата	от 9 минут
Тип образца	сыворотка, плазма
Объем пробы	5–200 мкл
Одновременная загрузка образцов	30 образцов
Одновременная загрузка реагентов	10 позиций
Охлаждаемая зона образцов и реагентов	Есть
Калибратор в составе реагентов	Есть
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией
Выполнение срочных проб (STAT)	Есть
Подключение к ЛИС	Есть
Габариты, см	65 × 62 × 65
Вес, кг	100