

# TruLab Protein Level 1

**LOT** 32653

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

**ВНИМАНИЕ!**  
Уточняйте паспортные значения  
на [www.diakonlab.ru](http://www.diakonlab.ru) или  
по тел.: 8-800-200-63-39




2025-02-28



Updated sheets: [www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/](http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/)

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
<b>ALB</b> Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	1849 18,5	1424 - 2274 14,2 - 22,7	mg/dL g/L
<b>ASO</b> Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	135	108 - 162	IU/mL
<b>C3c</b> Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	77,2 0,772	61,8 - 92,6 0,618 - 0,926	mg/dL g/L
<b>C4</b> Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	17,4 0,174	13,9 - 20,8 0,139 - 0,208	mg/dL g/L
<b>CRP</b> C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	1,40 14,0	1,02 - 1,78 10,2 - 17,8	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	1,51 15,1	1,10 - 1,92 11,0 - 19,2	mg/dL mg/L
<b>FERR</b> Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	49,0	35,2 - 62,7	ng/mL µg/L
<b>IgA</b> Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	132 1,32	100 - 163 1,00 - 1,63	mg/dL g/L
<b>IgE</b> Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	67,5	54,0 - 81,0	IU/mL
<b>IgG</b> Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	715 7,15	572 - 858 5,72 - 8,58	mg/dL g/L
<b>IgM</b> Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	78,9 0,789	56,8 - 101 0,568 - 1,01	mg/dL g/L
<b>MYO</b> Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	59,5	47,6 - 71,4	ng/mL µg/L
<b>PALB</b> Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	16,9 0,169	13,5 - 20,2 0,135 - 0,202	mg/dL g/L
<b>RF</b> Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	38,8	31,0 - 46,6	IU/mL
<b>TRF</b> Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	124 1,24	99,1 - 149 0,991 - 1,49	mg/dL g/L
<b>AATYP</b> α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	



# TruLab Protein Level 1

**LOT** 32653

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (1 x 1 mL)

**ВНИМАНИЕ!**  
Уточняйте паспортные значения  
на [www.diakonlab.ru](http://www.diakonlab.ru) или  
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-02-28



Updated sheets: [www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/](http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/)

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
<b>AMACG</b> α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
<b>BMICG</b> β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
<b>CPLAS</b> Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
<b>Сус С</b> Cystatin C Цистатин С			not assayed		
<b>HAPG</b> Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
<b>KAPPA</b> Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
<b>LAMBDA</b> Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany  
[www.diasys-diagnostics.com](http://www.diasys-diagnostics.com)