



Insula 500

осуществляет произвольный доступ одновременно по 5 выбранным параметрам с автоматическим построением калибровочных кривых и проведением контрольных исследований.

Автоматический коагулометр INSULA 500

Предназначен для проведения исследований системы гемостаза в клинических лабораториях

Методы исследования: клоттинговый, хромогенный, иммунологический
Производительность ПВ до 60 тестов/час
Максимальное количество образцов: 27
Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения: 4 мкл
7 каналов для тестирования исследований
Возможность добавления срочных образцов
Функция автоматического разжижения, автоматической калибровки и автоматического скринингового анализа, а также возможность сохранения калибровочной кривой
Объем памяти контроля качества: 100 000 измерений
Встроенный термопринтер
Адаптация под российские реагенты ДДС
Возможность подключения к ЛИС