

TruLab L Level 1

LOT 35839

Cat. No. 5 9020 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-12-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	114	91,3 - 137	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,14	0,913 - 1,37	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	77,3	61,8 - 92,7	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		0,773	0,618 - 0,927	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300	149	128 - 170	mg/dL
Cholesterol			3,85	3,31 - 4,39	mmol/L
Общий холестерин			1,49	1,28 - 1,70	g/L
HDLC	Direct, colorimetric	1 3561	41,0	32,8 - 49,2	mg/dL
HDL-Cholesterol	Прямой, колориметрический		1,06	0,848 - 1,27	mmol/L
ЛПВП Холестерин			0,410	0,328 - 0,492	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	34,7	27,7 - 41,6	mg/dL
	С осаджением	1 3540	0,897	0,717 - 1,08	mmol/L
			0,347	0,277 - 0,416	g/L
LDLC	Direct, colorimetric	1 4131	93,6	74,9 - 112	mg/dL
LDL-Cholesterol	Прямой, колориметрический		2,42	1,94 - 2,90	mmol/L
ЛПНП Холестерин			0,936	0,749 - 1,12	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	103	82,4 - 124	mg/dL
	С осаджением	1 4330	2,66	2,13 - 3,20	mmol/L
			1,03	0,824 - 1,24	g/L
NEFA	Enzymatic	1 5781	15,2	12,2 - 18,2	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		0,538	0,430 - 0,646	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,152	0,122 - 0,182	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	239	191 - 287	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		3,08	2,46 - 3,70	mmol/L
Фосфолипиды			2,39	1,91 - 2,87	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5710	108	86,6 - 130	mg/dL
Triglycerides			1,22	0,975 - 1,46	mmol/L
Триглицериды			1,08	0,866 - 1,30	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com