

# Анализаторы ELISA

Автоматические иммуноферментные анализаторы

## Технические характеристики

Параметр	ADC ELISA 200	ADC ELISA 400
Вариант исполнения	Настольный	Напольный
Количество дозирующих каналов	2	4
Количество образцов на борту	до 144	до 192
Количество микропланшетов на борту	до 4	до 9
<b>Вошер</b>	8-канальный / 16-канальный, опционально	96-канальный
<b>Ридер</b>		
Диапазон длин волн	340–850 нм	
Светофильтры	405 / 450 / 492 / 620 нм + позиции для опциональных фильтров	
Режим измерения	на одной и двух длинах волн	
Габариты, (ш × г × в), мм	1270 × 785 × 1000	1500 × 810 × 1720
Вес, кг	216	362
Регистрационное удостоверение	<u>№ РЗН 2022 / 17672</u>	

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
 Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39