

# Анализатор dRAST

для определения чувствительности к антибиотикам

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	От 24 теста в день
Вместимость	До 15 образцов
Время до получения первого результата	4 часа (фенотипическая МИК)
Количество панелей	2, ГРАМ+, ГРАМ–
Методы	2, микроразведения в бульоне и диффузия в жидко-твёрдых средах
Мониторинг в реальном времени	Да
Дозагрузка образцов без остановки системы	Да
Двунаправленная LIS	Да
Возможность работы 27/7	Да
Габариты, мм (ш × г × в)	590 × 760 × 1090
Вес, кг	180

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

