

## ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 02.08.2024.

### Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 36528-36533 до 2025-07-03

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	36528	2025-07-03	0,00 нг/мл
Уровень 1	36529	2025-07-03	0,804 нг/мл
Уровень 2	36530	2025-07-03	3,21 нг/мл
Уровень 3	36531	2025-07-03	8,09 нг/мл
Уровень 4	36532	2025-07-03	17,7 нг/мл
Уровень 5	36533	2025-07-03	51,4 нг/мл

### Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 36534 до 2025-07-03

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	36534	2025-07-03	0,870 нг/мл	0,653 – 1,09 нг/мл

### Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 36563 до 2025-07-03

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	36563	2025-07-03	8,10 нг/мл	6,48 – 9,72 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

### Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

### Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C