

Система Sensititre™

Технические характеристики

Параметр	Значение
Sensititre™ Нефелометр	Арт. V3011
Назначение	для стандартизации плотности бактериальной суспензии
Габариты (д × ш × в), мм	190 × 140 × 110
Напряжение	100-240 В, 47-63 Гц
Вес, кг	0,8
Sensititre™ Vizion™	Арт. V2021
Назначение	для оцифровки изображения планшета при визуальном учете
Габариты (д × ш × в), мм	263 × 354 × 315
Напряжение	110–240 В АС, 50-60 Гц
Мощность	8 ВА
Вес, кг	9,5

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

